

广告审查准予许可决定书

琼械广审准许字[2026]第 000023 号

海南齐佳智能科技有限公司：

我局于 2026 年 01 月 21 日 受理你（单位）提交的 医疗器械 广告审查申请。产品名称（商品名称）为 咳痰机，产品注册证明文件或者备案凭证编号为 20232090080，持有人为 海南齐佳智能科技有限公司。

经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国广告法》、市场监管总局《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》等法律和规章规定，我局决定批准你（单位）的申请，编发广告批准文号：琼械广审（文）第 281030-00033 号，有效期限至 2028 年 10 月 30 日。

如对本决定书持有异议的，可以自收到本决定书之日起六十日内依据《中华人民共和国行政复议法》的规定，向海南省人民政府申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，直接向人民法院提起行政诉讼。

附：广告样件

海南省广告审查机关

2026 年 01 月 29 日


MIE吸-呼气技术

模拟咳嗽过程 舒适排痰

01

向气道施加正压

扩张气道膨胀肺部
积聚排痰能量



02

迅速切换到 负压模式


气体带动痰液向外排出



03

多次循环

快速清除肺部痰液



04

同步进行 膨肺训练

增强心肺功能锻炼



产品名称：咳痰机 注册证号：琼械注准20232090080 生产企业：海南齐佳智能科技有限公司 广告批准文号：琼械广审（文）第
号 生产许可证号：琼药监械生产许20240007号 请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。禁忌内容或者注意事
项详见说明书。适用范围：用于帮助无力咳嗽或者分泌物排出困难的患者松动和移动分泌物，并将其清除。

广告

细分使用模式 适用不同场景

总计12种使用模式 让排痰方案更专业



四大基础模式 快速上手使用

预设参数 一键启动



广告审查批准文号: 琼广审字第281030-00033号
有效期至2028-10-30

八组自定义模式 储存专业治疗方案

个性化治疗方案存储 满足病患特殊需求



产品名称: 咳嗽机 注册证号: 琼械注准20232090080 生产企业: 海南齐佳智能科技有限公司 广告批准文号: 琼械广审(文)第281030-2023375号 生产许可证号: 琼药监械生产许20240007号 请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。禁忌内容或者注意事项详见说明书。适用范围: 用于帮助无力咳嗽或者分泌物排出困难的患者松动和移动分泌物, 并将其清除。

广告

升级血氧监测功能

实时反馈使用过程中身体数据




产品名称：咳痰机 注册证号：琼械注准20232090080 生产企业：海南齐佳智能科技有限公司 广告批准文号：琼械广审（文）第
生产许可证号：琼药监械生产许20240007号 请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。禁忌内容或者注意事
项详见说明书。适用范围：用于帮助无力咳嗽或者分泌物排出困难的患者松动和移动分泌物，并将其清除。

广告

另搭配多种实用功能

提高护理效率



双向气流振荡
松动痰液 提升排痰效率



自循环模式
搭配消毒配件 进行机器内部消毒



呼吸触发
提升人机配合



请帮助病人清痰

模拟咳嗽次数 12 次

有效咳嗽次数 8 次

继续治疗

结束治疗

智能统计有效咳嗽次数
直观了解病患使用详情

产品名称：咳痰机 注册证号：琼械注准20232090080 生产企业：海南齐佳智能科技有限公司 广告批准文号：琼械广审（文）第
包 生产许可证号：琼药监械生产许20240007号 请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。禁忌内容或者注意事
项详见说明书。适用范围：用于帮助无力咳嗽或者分泌物排出困难的患者松动和移动分泌物，并将其清除。

广告

可外接雾化/制氧设备 同时使用

辅助病患气道湿润 提供氧气协助



产品名称：咳痰机 注册证号：琼械注准20232090080 生产企业：海南齐佳智能科技有限公司 广告批准文号：琼械广审（文）第
号 生产许可证号：琼药监械生产许20240007号 请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。禁忌内容或者注意事
项详见说明书。适用范围：用于帮助无力咳嗽或者分泌物排出困难的患者松动和移动分泌物，并将其清除。